




P2 Nasal Pillows Interface (P2)

Bedienungsanleitung






CE0123

Maskenaufbau (Abb.)





- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 Kopfband | 2 Nasenpolster (verfügbar in S, M, L) |
| 3 Halterung | 4 Weicher Überzug |
| 5 Clip | 6 Winkelstück |
| 7 Rahmen | 8 Verbindungsschlauch |
| 9 Anschluss adapter | |




Anpassen (Abb.)





Auseinandernehmen (Abb.)



Zusammensetzen (Abb.)



Ab- und Aufsetzen (Abb.)



P2 Nasal Pillows Interface (P2)

Vielen Dank, dass Sie sich für die P2 Nasal Pillows Interface (P2) von BMC entschieden haben. Die Nasenpolstermaske ist leicht, elastisch und leise. Sie wurde speziell dafür entwickelt, die Therapie für Sie durch möglichst wenige Berührungspunkte mit Ihrem Gesicht so angenehm wie möglich zu gestalten. Dieses Benutzerhandbuch versorgt Sie mit den notwendigen Informationen zur korrekten Verwendung Ihrer Maske. Die Maske enthält keinen Naturkautschuklatex.

Verwendungszweck / Indikation

Die P2 Nasal Pillows Interface (P2) führt dem Patienten auf nicht-invasive Weise Luft, mit oder ohne zusätzlicher Sauerstoffgabe, aus einem Gerät zu, das einen positiven

Atemwegsdruck erzeugt, wie z. B. einem CPAP- oder Bilevel-Gerät.

Die Maske kann an verschiedene CPAP- oder Bilevel-Geräte unterschiedlicher Hersteller angeschlossen werden. Die Maske verfügt über ein elastisches Kopfband, so dass sie nach erfolgter Anpassung jederzeit ohne erneute Einstellung auf- und abgesetzt werden kann. Die Maske wird gebrauchsfertig versandt und kann sofort benutzt werden. Die P2 Nasal Pillows Interface (P2) ist:

- Zur Verwendung an erwachsenen Patienten (> 30 kg) bestimmt, denen eine Behandlung mit positivem Atemwegsdruck verschrieben wurde.
- Für den wiederholten Gebrauch durch einen einzelnen Patienten zu Hause sowie durch mehrere Patienten in der Klinik oder Schlafklinik geeignet. Bitte beachten Sie hierfür die Hinweise zur hygienischen Aufbereitung bei Patientenwechsel.
- Die Maske kann im häuslichen Bereich bei täglicher Nutzung und Reinigung über einen Zeitraum von 90 Tagen von einem Patienten mehrfach verwendet werden.

Kontraindikationen

Bei den folgenden Symptomen darf die Maske nicht oder nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden:

- Gesichtsdeformitäten.
- Verletzter Gesichtshaut im Kontaktbereich der Maske.

Vor der Verwendung der Maske

! WARNHINWEISE

- Die Maske sollte ausschließlich mit einem von Ihrem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlenen Atemtherapiegerät (CPAP oder Bilevel) verwendet werden. Sie darf erst dann getragen werden, wenn das Atemtherapiegerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Die Luftauslassöffnungen dürfen niemals blockiert werden.
- **Erläuterung des Warnhinweises:** Atemtherapiegeräte sind zur Verwendung mit speziellen Masken, mit Anschlüssen mit Luftauslassöffnungen (auf dem Winkelstück) oder Ausatemventilen vorgesehen, die für einen gleichmäßigen Luftaustritt aus der Maske sorgen. Wenn das Therapiegerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, drückt die frisch vom Atemtherapiegerät zugeführte Luft die ausgeatmete Luft durch die angeschlossene Ausatemöffnung aus der Maske heraus. Wenn das Atemtherapiegerät jedoch nicht richtig funktioniert (z. B. Stromausfall), dann fließt nicht ausreichend Frischluft durch die Maske und die ausgeatmete Luft wird unter Umständen erneut eingeatmet. Nehmen Sie die P2 Nasal Pillows Interface (P2) in diesem Fall sofort ab.
- Nicht anwendbar für Benutzer mit Silikonallergie.
- Die Flussrate der ausgeatmeten Luft ist bei niedrigem Maskendruck geringer (siehe Abschnitt "Technische Spezifikationen" für detaillierte Angaben zu Druck-Fluss-Kurven). Wenn der Ausatemungsdruck in der Maske zu gering ist, wird unter Umständen nicht die gesamte ausgeatmete Luft vor dem nächsten Atemzug aus den Schläuchen gedrückt.
- Verwenden Sie die P2 nicht weiter, wenn Ihre Nase häufig gereizt ist, und suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Bei der Verwendung von Sauerstoff mit dem Atemtherapiegerät, muss die Sauerstoffzufuhr ausgeschaltet sein, wenn das Atemtherapiegerät nicht in Betrieb ist.
- **Erläuterung des Warnhinweises:** Wenn das Therapiegerät nicht in Betrieb ist und die Sauerstoffzufuhr eingeschaltet ist, kann sich der Sauerstoff, der in das Schlauchsystem geleitet wird, im Inneren des Flussgeneratorgehäuses ansammeln. Die Ansammlung von Sauerstoff im Gehäuse des Therapiegeräts führt zu Brandgefahr. Dieser Warnhinweis gilt für die meisten Arten von Atemtherapiegeräten.
- Bitte bei Verwendung von Sauerstoff nicht rauchen.
- Details zu Einstellungen und Betrieb entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Atemtherapiegerätes.
- Die hier gezeigten Bilder sind nur Richtwerte. Wenn es eine Inkonsistenz zwischen dem Bild und dem tatsächlichen Produkt gibt, gilt das tatsächliche Produkt.

Maskenkomponenten

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1 Kopfband | 2 Nasenpolster (verfügbar in S, M, L) |
| 3 Halterung | 4 Weicher Überzug |
| 5 Clip | 6 Winkelstück |
| 7 Rahmen | 8 Verbindungsschlauch |
| 9 Anschlussadapter | |

Hinweis: Die Rahmenkonstruktion der Maske besteht aus Halterungen, Winkelstück und Rahmen.

Anpassen der Maske

1. Ziehen Sie die beiden seitlichen Riemen des Kopfbands einzeln durch die Schlitze in den Halterungen und falten Sie die Riemen dann zur Befestigung nach hinten.
2. Legen Sie das Kopfband an, indem Sie den hinteren Riemen festhalten und ihn über Ihren Hinterkopf ziehen. Der obere Riemen sollte bequem oben auf Ihrem Kopf sitzen.
3. Ziehen Sie gleichmäßig an den beiden seitlichen Riemen, bis die Maske bequem direkt unter Ihrer Nase sitzt. Befestigen Sie die Riemen erneut.
4. Ziehen Sie die Maske von Ihrem Gesicht weg und positionieren Sie sie dann so, dass sie angenehm sitzt. Vergewissern Sie sich, dass die Nasenpolster genau in Ihre Nasenlöcher passen und sich beide Polster in einer aufrechten Position befinden.
5. Verbinden Sie schließlich das Ende des Maskenschlauchs mit dem Luftschlauch des Gerätes. Ihre Maske ist nun richtig angepasst und einsatzbereit.

Anmerkungen: Die Nasenpolster sind in drei verschiedenen Größen verfügbar (S, M, L). Halten Sie die Polster an Ihre Nasenlöcher, um sicherzugehen, dass Ihnen die Polstergröße (z. B. M) richtig passt.

Wenn Sie austretende Luft bemerken, passen Sie den Winkel der Nasenpolster an, um eine bessere Abdichtung zu erzielen. Wenn Sie diese Luft-Lecks nicht beheben können, benötigen Sie unter Umständen eine andere Nasenpolstergröße.

Auseinandernehmen der Maske

1. Halten Sie mit der einen Hand den Verbindungsschlauch an der Maske fest und üben Sie mit der anderen Hand Druck auf das Nasenpolster aus und ziehen Sie es vom Clip im Maskenrahmen weg.
2. Entfernen Sie das Kopfband von der Maske.

Anmerkungen:

- Die Verbindungsschlaucheinheit kann nicht auseinandergenommen werden.
- Ziehen Sie nicht am Verbindungsschlauch oder der Schlauchleitung des Flussgenerators, da dies zu Schäden führen könnte.

Zusammensetzen der Maske

1. Befestigen Sie das Nasenpolster am Clip-Anschluss des Maskenrahmens. Vergewissern Sie sich, dass die dreieckige Öffnung der Nasenpolster und die Öffnung der Rahmenplattform nach unten zeigen.
2. Die Nasenpolster befinden sich in der richtigen Position, wenn der Rahmen und die Nasenpolster lückenlos aneinanderpassen.
3. Ziehen Sie die beiden seitlichen Riemen einzeln durch die Schlitze in den Halterungen und falten Sie diese dann zur Befestigung nach hinten.

Ab- und Aufsetzen der Maske

- Nehmen Sie die P2 ab, indem Sie das Nasenpolster von Ihrer Nase wegziehen und das Kopfband nach oben von Ihrem Kopf abnehmen. Die Riemen des Kopfbands müssen hierfür nicht gelöst werden.
- Setzen Sie die P2 ohne erneute Anpassung auf, indem

Sie das Kopfband über Ihren Kopf ziehen und die Nasenpolster zu Ihrer Nase führen. Das Kopfband muss hierfür nicht geöffnet und geschlossen werden.

Reinigung der P2 zu Hause

Anmerkungen:

- Waschen Sie vor der Reinigung der Maske Ihre Hände.
- Waschen Sie das Kopfband vor der ersten Verwendung, da es abfärben könnte. Es ist wichtig, das Kopfband immer durch Handwäsche zu reinigen.

Täglich / Nach jedem Gebrauch

- Nehmen Sie die Maske wie oben beschrieben auseinander.
- Reinigen Sie die einzelnen Maskenkomponenten gründlich (mit Ausnahme des Kopfbands), indem Sie sie 10 Minuten lang in warmem Wasser (ca. 30°C) unter Verwendung eines milden Flüssigreiners sanft abreiben.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Lüftungsöffnung einen weichen Borstenpinsel.
- Spülen Sie alle Komponenten, mit Ausnahme der linken und rechten Halterung, gründlich mit Wasser in Trinkwasserqualität ab und lassen Sie sie vor direktem Sonnenlicht geschützt an der Luft trocknen.
- Setzen Sie die Komponenten, wenn diese getrocknet sind, erneut gemäß der Montageanleitung zusammen.

Wöchentlich

Waschen Sie das Kopfband und alle Komponenten bis zu 10 Minuten lang in warmem Wasser (ca. 30°C) unter Verwendung eines milden Flüssigreiners. Die Komponenten gründlich abspülen und vor direktem Sonnenlicht geschützt an der Luft trocknen lassen.

Anmerkung:

Die Maske ist im häuslichen Bereich zur mehrfachen Verwendung durch nur einen Patienten vorgesehen und braucht nicht desinfiziert zu werden.

! Achtung

- Befolgen Sie immer die Reinigungsanleitung und verwenden Sie für die Reinigung der Komponenten der Maske bzw. des Schlauchsystems keine Lösungen die Bleichmittel, Chlor, Alkohol, Aromate, Feuchthaltemittel, antibakterielle Wirkstoffe oder ätherische Öle enthalten, da dies die Maske schädigen könnte.
- Wenn Komponenten der Maske oder des Schlauchsystems direktem Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt werden, kann dies zu Materialschäden führen.
- Wenn an einer Komponente Schäden sichtbar sind (Bruchstellen, Haarrisse, Einrisse etc.), sollte die Komponente entsorgt und ersetzt werden.

Wiederaufbereitung zwischen Patienten

Die Maske muss zwischen der Verwendung an verschiedenen Patienten wiederaufbereitet werden.

Anleitungen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation im klinischen Bereich finden Sie auf der BMC Webseite www.bmc-medical.com oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Wartung

Neben der vorher beschriebenen Reinigung ist keine weitere Wartung notwendig.

Lagerung

Vergewissern Sie sich, dass die Maske gründlich gereinigt wurde, bevor diese für einen beliebigen Zeitraum gelagert wird. Die Maske an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Hinweis: Die Maske enthält kein PVC, DEHP oder Phthalate.

Entsorgung


Die P2 Nasal Pillows Interface (P2) enthält keine gefährlichen Stoffe und kann mit Ihrem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Materialien

Nr.	Maskenkomponente	Material
1	Kopfband	Nylon & Elasthan
2	Nasenpolster	Silikonkautschuk
3	Halterungsriemen	Polypropylen
4	Weicher Überzug	Nylon & Elasthan
5	Clip	Polypropylen
6	Winkelstück	Polycarbonat
7	Rahmen	Polycarbonat
8	Verbindungsschlauch	Polyolefin, Polypropylen, thermoplastisches Elastomer
9	Anschlussadapter	Polycarbonat

Technische Spezifikationen

Größen (L1 x L2)	L1 (mm)	L2 (mm)	
	S:	22,1	
	M:	24,2	5,3
	L:	27,6	6,8
Gewicht	S:	62,9 g	
	M:	63,2 g	
	L:	63,5 g	
Schlauchanschluss gemäß EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (male)		



Totraum Information	Totraum ist das leere Volumen der Nasenpolster- und Verbindungsschlaucheinheit bis zum Drehgelenk. Der Totraum der P2 für große Polster liegt bei 92 ml.
Therapie Druck	4 bis 20 cmH ₂ O.
Widerstand	Gemessener Druckabfall (Mittelwert für die drei Nasenpolstergrößen) bei 50 L/min: 0,5 cmH ₂ O; bei 100 L/min: 1,6 cmH ₂ O
Geräuschpegel	GERÄUSCHEMISSIONSWERTE gemäß ISO 4871. Der A-bewertete Schallleistungspegel der Maske liegt bei 26 dBA, mit einer Ungewissheit von 3 dBA. Der A-bewertete Schallleistungspegel der Maske liegt bei einem Abstand von 1 m bei 18 dBA, mit einer Ungewissheit von 3 dBA.
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 0% ~ 93% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Lagerung und Transport: -20°C bis +55°C Feuchtigkeit bei Lagerung und Transport: 0% ~ 93% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend).

Symbole

Maske und Verpackung



Vorsicht, Begleitdokumente beachten. Weist auf Warnhinweise oder wichtige Informationen hin und warnt Sie vor möglichen Verletzungen oder erläutert spezielle Maßnahmen zum sicheren und wirksamen Gebrauch des Geräts.



Chargennummer



Katalognummer



Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt



Temperaturbegrenzung



Feuchtebegrenzung



Hersteller



Bevollmächtigter EU-Repräsentant

Eingeschränkte Garantie

Es wird gewährleistet, dass die P2 Nasal Pillows Interface (P2), einschließlich ihrer Komponenten, Rahmen, Nasenpolster, Kopfband, Schlauch und sonstigem Zubehör für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum durch den Erstkunden frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Um die Rechte im Rahmen dieser Garantie geltend zu machen, kontaktieren Sie die lokalen autorisierten Händler. Die erwartete Lebensdauer der P2 Nasal Pillows Interface (P2) liegt bei einem Jahr.

HERSTELLER:

BMC MEDICAL CO., LTD.
Room 110 Tower A Fengyu Building, No. 115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
URL: en.bmc-medical.com
E-mail: intl@bmc-medical.com
Tel: +86-10-51663880
Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

BEVOLLMÄCHTIGTER EU-REPRÄSENTANT:

Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

Fertigungsstätte:

BMC (Tianjin) Medical Co., Ltd.
2 / F North Area and 3 / F, Gebäude Nr. 4, Nr. 1 Xinxing Road, Wuqing District, (301700) Tianjin, P. R. China
Tel: +86-22-82939881




P2 Nasal Pillows Interface (P2)

Manuale Utente






CE0123

COMPONENTI DELLA INTERFACCIA





- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Fascia per la testa | 2 Nasal pillow (Disponibile in S, M, L) |
| 3 Pannello | 4 Fascetta morbida |
| 5 Clip | 6 Tubo a Gomito |
| 7 Telaio | 8 Tubo corto |
| 9 Attacco | |




Applicazione



Smontaggio



Riassemblare



P2 Nasal Pillows Interface (P2)

Grazie per aver scelto la P2 Nasal Pillows Interface (P2) di BMC. La interfaccia nasal pillows è leggera, morbida e silenziosa. È studiata per ridurre al minimo il contatto con il viso, per garantire comodità durante la terapia. Per far valere i diritti risultanti dalla presente garanzia contattare i rivenditori locali autorizzati. La interfaccia non presenta lattice in gomma naturale.

Destinazione d'uso

La P2 Nasal Pillows Interface (P2) canalizza il flusso d'aria in modo non invasivo da un dispositivo a pressione positiva alle vie aeree superiori del paziente. I dispositivi che possono essere utilizzati sono a pressione positiva continua (CPAP) o pressione positiva a due livelli (bilevel)

La P2 Nasal Pillows Interface (P2):

- Viene utilizzata su pazienti adulti (> 66 lb / 30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia ventilatoria a pressione positiva.
- È destinata al riutilizzo per un singolo paziente in ambiente domestico e per più pazienti in ambiente ospedaliero.

ATTENZIONE: Negli USA, La legge limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione di un medico.

Controindicazioni

Questa interfaccia deve essere usata con cautela in caso di pazienti con le condizioni seguenti:

- Deformità facciale.
- Cute della faccia lesionata a contatto con la interfaccia durante l'utilizzo.

Prima dell'uso Interfaccia

⚠️ AVVISI

- La interfaccia deve essere utilizzata esclusivamente con un compressore (CPAP o intermittente) raccomandato dal proprio medico o terapeuta della respirazione. Non deve essere utilizzata prima di aver acceso il compressore e averne verificato il corretto funzionamento. Le aperture per lo sfogo d'aria non devono mai essere ostruite.
- Spiegazione dell'avvertenza:** I compressori sono progettati per l'utilizzo con interfacce speciali dotate di connettori aventi aperture di sfogo (situate sul gomito) oppure dispositivi di esalazione separati che consentano la fuoriuscita continua di aria dall'interfaccia. Quando il compressore è acceso e funziona correttamente, l'aria fresca proveniente dal generatore spinge fuori dall'apertura di esalazione collegata l'aria espirata. Quando invece il compressore non è attivo (ad es. in caso di interruzione di corrente), nella interfaccia non viene fornita aria fresca in quantità sufficiente e l'aria espulsa potrebbe essere aspirata di nuovo. In tale circostanza, rimuovere immediatamente P2.
- Non applicabile per gli utenti di allergia al silicone.
- Il flusso di scarico è più basso se i valori di pressione della interfaccia sono più bassi (vedere la sezione "Specifiche tecniche" per i dettagli sulla Curva Pressione-Flusso). Se la pressione della interfaccia durante l'espirazione è troppo bassa, potrebbe non essere presente un flusso di scarico sufficiente per far fuoriuscire completamente l'aria espirata prima dell'inizio dell'inspirazione successiva.
- Sospendere l'utilizzo di P2 in caso di frequenti episodi di irritazione nasale, e consultare il medico.
- Qualora il compressore sia utilizzato con ossigeno, il flusso di ossigeno deve essere disattivato ogni volta che il compressore è spento. Spiegazione dell'avvertenza: Quando il generatore di flusso è spento, e il flusso di ossigeno è attivo, l'ossigeno erogato nel tubo del ventilatore potrebbe accumularsi all'interno del generatore di flusso. L'ossigeno accumulato nel compressore comporta un rischio di incendio. Questa avvertenza è valida per la maggior parte dei generatori di flusso.
- Si raccomanda di non fumare durante l'utilizzo di ossigeno.
- Le immagini mostrate qui sono solo indicative. In caso di incoerenza tra l'immagine e il prodotto reale, il prodotto reale sarà soggetto a regolamentazione.

Applicazione

- Inserire i due strap laterali della fascia per la testa neifori del pannello, quindi ripiegarli per fissarli.
- Inserire la fascia per la testa tenendo gli strap laterali e tirando sulla parte posteriore della testa i. L'aparte superiore della cinta deve aderire perfettamente alla testa.
- Regolare le due parti laterali della fascia fino a farla aderire perfettamente sotto al naso. Riattaccare le linguette.
- Allontanare la interfaccia dal viso e poi riposizionarla per ottenere il fitting migliore. Confermare la posizione giusta della interfaccia con i nasal pillows inseriti dentro le narici.
- Alla fine collegare il tubo della interfaccia nel tubo deldispositivo. Ora la interfaccia è pronta per l'utilizzo.

***Nota:** Consultare il manuale del compressore per ulteriori dettagli su impostazioni e informazioni operative.*

I nasal pillows sono disponibili nelle 3 misure S, M, L. Tenere fermi i pillows nelle narici, assicurandosi che la taglia (per es. M) sia quella adatta.

Qualora si rilevi una perdita d'aria, regolare nuovamente l'angolazione dei nasal pillows fino ad ottenere una tenuta ottimale. Qualora non fosse possibile eliminare le perdite d'aria, potrebbe essere necessario cambiare la dimensione dei nasal pillows.

Rimozione

Per rimuovere P2, allontanare il gruppo dei cuscinetti nasali dal naso e rimuovere l'attrezzatura per la testa. Non è necessario allentare le cinghie per la testa.

Smontaggio

- Tenendo il tubo corto della interfaccia, schiacciare e tirare i nasal pillows dalla clip presente sul telaio della interfaccia.
- Rimuovere la fascia per la testa dalla interfaccia.

Note:

- L'assemblaggio del tubo corto non può essere smontato.
- Non tirare il tubo corto né il tubo del compressore perché ciò potrebbe danneggiarli.

Riassemblare

- Attaccare i nasal pillows alla clip presente sul telaio della interfaccia. Assicurarsi che l'apertura triangolare del nasal pillows e l'apertura della piattaforma sul telaio puntino verso il basso.
- I nasal pillows si trovano nella posizione giusta. Assicurarsi che questi aderiscano bene al telaio senza lasciar spazio morti.
- Inserire i due nastri laterali della fascia per la testa attraverso i fori del pannello, poi ripiegarli e fissarli.

Pulizia domestica di P2

- Note:***
- Lavarsi le mani prima di pulire la interfaccia.
 - Lavare l'attrezzatura per la testa prima del primo utilizzo, in quanto il colore potrebbe stingersi. È importante lavare sempre a mano l'attrezzatura per la testa.

Giornaliero / Dopo ogni utilizzo

- Smontare i componenti della interfaccia seguendo scrupolosamente le istruzioni di smontaggio.
- Pulire con cura i componenti smontati dalla interfaccia (ad esclusione della fascia per la testa), strofinando delicatamente in acqua calda (circa 30°C) usando un detersivo liquido delicato per 10 minuti.
- Utilizzare una spazzola in setole morbide per la pulizia della presa d'aria.
- Lavare tutti i componenti tranne il pannello sinistro e destro con acqua, e farli asciugare all'aria lontano dalla luce diretta del sole.
- Riassemblare secondo le indicazioni delle istruzioni di ri-assemblaggio, quando tutti i componenti sono asciutti.

Settimanalmente

Lavare a mano la fascia per la testa e tutti i componenti in acqua calda (circa 30°C) con detersivo liquido delicato per un massimo di 10 minuti. Risciacquare bene tutti i componenti e farli asciugare all'aria lontano dalla luce diretta del sole.

⚠️ ATTENZIONE

- Seguire sempre le istruzioni di lavaggio e non utilizzare soluzioni contenenti candeggina, cloro, alcol, composti aromatici, ammorbidenti, antibatterici o oli profumati per la pulizia delle parti del interfaccia o del tubo, altrimenti si rischia di danneggiare la interfaccia.
- L'esposizione delle parti della interfaccia o del tubo alla luce solare diretta o al calore può provocare il deterioramento delle stesse.
- In presenza di segni visibili di deterioramento di un componente (fessure, screpolature, strappi, ecc.), è necessario eliminare e sostituire il componente.

<p>2</p>	<p>3</p>
----------	----------

<p>4</p>	<p>5</p>
----------	----------

<p>6</p>	<p>7</p>
----------	----------

<p>8</p>	<p>9</p>
----------	----------

<p>10</p>	<p>11</p>
-----------	-----------

<p>12</p>	<p>13</p>
-----------	-----------

<p>14</p>	<p>15</p>
-----------	-----------

<p>16</p>	<p>17</p>
-----------	-----------

<p>18</p>	<p>19</p>
-----------	-----------

<p>20</p>	<p>21</p>
-----------	-----------

<p>22</p>	<p>23</p>
-----------	-----------

<p>24</p>	<p>25</p>
-----------	-----------

<p>26</p>	<p>27</p>
-----------	-----------

<p>28</p>	<p>29</p>
-----------	-----------

<p>30</p>	<p>31</p>
-----------	-----------

<p>32</p>	<p>33</p>
-----------	-----------

<p>34</p>	<p>35</p>
-----------	-----------

<p>36</p>	<p>37</p>
-----------	-----------

<p>38</p>	<p>39</p>
-----------	-----------

<p>40</p>	<p>41</p>
-----------	-----------

<p>42</p>	<p>43</p>
-----------	-----------

<p>44</p>	<p>45</p>
-----------	-----------

<p>46</p>	<p>47</p>
-----------	-----------

<p>48</p>	<p>49</p>
-----------	-----------

<p>50</p>	<p>51</p>
-----------	-----------

<p>52</p>	<p>53</p>
-----------	-----------

<p>54</p>	<p>55</p>
-----------	-----------

<p>56</p>	<p>57</p>
-----------	-----------

<p>58</p>	<p>59</p>
-----------	-----------

<p>60</p>	<p>61</p>
-----------	-----------

<p>62</p>	<p>63</p>
-----------	-----------

<p>64</p>	<p>65</p>
-----------	-----------

<p>66</p>	<p>67</p>
-----------	-----------

<p>68</p>	<p>69</p>
-----------	-----------

<p>70</p>	<p>71</p>
-----------	-----------

<p>72</p>	<p>73</p>
-----------	-----------

<p>74</p>	<p>75</p>
-----------	-----------

<p>76</p>	<p>77</p>
-----------	-----------

<p>78</p>	<p>79</p>
-----------	-----------

<p>80</p>	<p>81</p>
-----------	-----------

<p>82</p>	<p>83</p>
-----------	-----------

<p>84</p>	<p>85</p>
-----------	-----------

<p>86</p>	<p>87</p>
-----------	-----------

<p>88</p>	<p>89</p>
-----------	-----------

<p>90</p>	<p>91</p>
-----------	-----------

<p>92</p>	<p>93</p>
-----------	-----------

<p>94</p>	<p>95</p>
-----------	-----------

<p>96</p>	<p>97</p>
-----------	-----------

<p>98</p>	<p>99</p>
-----------	-----------

<p>100</p>	<p>101</p>
------------	------------

<p>102</p>	<p>103</p>
------------	------------

<p>104</p>	<p>105</p>
------------	------------

<p>106</p>	<p>107</p>
------------	------------

<p>108</p>	<p>109</p>
------------	------------

<p>110</p>	<p>111</p>
------------	------------

<p>112</p>	<p>113</p>
------------	------------

<p>114</p>	<p>115</p>
------------	------------

<p>116</p>	<p>117</p>
------------	------------

<p>118</p>	<p>119</p>
------------	------------

<p>120</p>	<p>121</p>
------------	------------

<p>122</p>	<p>123</p>
------------	------------

<p>124</p>	<p>125</p>
------------	------------

<p>126</p>	<p>127</p>
------------	------------

<p>128</p>	<p>129</p>
------------	------------

<p>130</p>	<p>131</p>
------------	------------

<p>132</p>	<p>133</p>
------------	------------

<p>134</p>	<p>135</p>
------------	------------

<p>136</p>	<p>137</p>
------------	------------

<p>138</p>	<p>139</p>
------------	------------

<p>140</p>	<p>141</p>
------------	------------

<p>142</p>	<p>143</p>
------------	------------

<p>144</p>	<p>145</p>
------------	------------

<p>146</p>	<p>147</p>
------------	------------

<p>148</p>	<p>149</p>
------------	------------

<p>150</p>	<p>151</p>
------------	------------

<p>152</p>	<p>153</p>
------------	------------

<p>154</p>	<p>155</p>
------------	------------

<p>156</p>	<p>157</p>
------------	------------

<p>158</p>	<p>159</p>
------------	------------

<p>160</p>	<p>161</p>
------------	------------

<p>162</p>	<p>163</p>
------------	------------

<p>164</p>	<p>165</p>
------------	------------

<p>166</p>	<p>167</p>
------------	------------

<p>168</p>	<p>169</p>
------------	------------

<p>170</p>	<p>171</p>
------------	------------

<p>172</p>	<p>173</p>
------------	------------

<p>174</p>	<p>175</p>
------------	------------

<p>176</p>	<p>177</p>
------------	------------

<p>178</p>	<p>179</p>
------------	------------

<p>180</p>	<p>181</p>
------------	------------

<p>182</p>	<p>183</p>
------------	------------

<p>184</p>	<p>185</p>
------------	------------

<p>186</p>	<p>187</p>
------------	------------

<p>188</p>	<p>189</p>
------------	------------

<p>190</p>	<p>191</p>
------------	------------

<p>192</p>	<p>193</p>
------------	------------

<p>194</p>	<p>195</p>
------------	------------

<p>196</p>	<p>197</p>
------------	------------

<p>198</p>	<p>199</p>
------------	------------

<p>200</p>	<p>201</p>
------------	------------

<p>202</p>	<p>203</p>
------------	------------

<p>204</p>	<p>205</p>
------------	------------

<p>206</p>	<p>207</p>
------------	------------

<p>208</p>	<p>209</p>
------------	------------

<p>210</p>	<p>211</p>
------------	------------

<p>212</p>	<p>213</p>
------------	------------

<p>214</p>	<p>215</p>
------------	------------

<p>216</p>	<p>217</p>
------------	------------

<p>218</p>	<p>219</p>
------------	------------

<p>220</p>	<p>221</p>
------------	------------

<p>222</p>	<p>223</p>
------------	------------

<p>224</p>	<p>225</p>
------------	------------

<p>226</p>	<p>227</p>
------------	------------

<p>228</p>	<p>229</p>
------------	------------

<p>230</p>	<p>231</p>
------------	------------

<p>232</p>	<p>233</p>
------------	------------

<p>234</p>	<p>235</p>
------------	------------

<p>236</p>	<p>237</p>
------------	------------

<p>238</p>	<p>239</p>
------------	------------

<p>240</p>	<p>241</p>
------------	------------

<p>242</p>	<p>243</p>
------------	------------

<p>244</p>	<p>245</p>
------------	------------

<p>246</p>	<p>247</p>
------------	------------

<p>248</p>	<p>249</p>
------------	------------

<p>250</p>	<p>251</p>
------------	------------

<p>252</p>	<p>253</p>
------------	------------

<p>254</p>	<p>255</p>
------------	------------

<p>256</p>	<p>257</p>
------------	------------

<p>258</p>	<p>259</p>
------------	------------

<p>260</p>	<p>261</p>
------------	------------

<p>262</p>	<p>263</p>
------------	------------